

your leading partner



PRODUKTKATALOG



Stand 01.01.

2024

INHALTSVERZEICHNIS

Firmendaten / Kontakt	Seite 3
PRODUKTE	
Desinfektion	4 – 5
PRP - Plättchen Reiches Plasma	6
Mesotherapie – Applikator	7
Clinisept+ – Reinigung / Pflege / Nachsorge	8 – 10
Hyaluronsäure – Filler	11 – 12
Polynukleotid – Filler	13 – 14
Mesotherapie – Nadeln	15
Flexible – Nadeln	16
Mesotherapie – Spritzen	17
PRP/Mesotherapie – Zubehör	18
Micro-Needling	19 – 21
Cocktails – Mesotherapie / Micro-Needling	22 – 23
Einzelsubstanzen – Mesotherapie / Micro-Needling	24
Peeling	25 – 26
Hautreinigung	27
Abschlusscremen	28
Gesichtsmasken	29
Haut- und Haarpflege	30 - 35
Narbentherapie	36
Covid-19-Schnelltest / Schutzmasken	37
Patienteninformationen	38
Datenschutzerklärung / AGB	39 – 40

FIRMENDATEN / KONTAKT

SGS-medical HandelsgmbH Silberbachweg 12 2011 Sierndorf

Tel.: +43 2267 43091

Mail: office@sgs-medical.com Web: www.sgs-medical.com LG Korneuburg FN: 144483a UID: ATU 44356200 EORI: ATEOS1000007374 ARA: 20838

IBAN: AT223295100000066324

BIC: RLNWATWWWDF **Mitglied des KSV1870**



Speichern Sie unser Firmenkontaktdaten direkt auf Ihr Handy

Bestellungen:

Vorzugsweise mittels E-Mail

Mit Ihrer Bestellung akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und stimmen unserer Datenschutzerklärung zu.

Zahlungskondition	en	AT	DE
		Österreich	Deutschland
per Vorauskasse		✓	✓
Einziehungsauftrag	- 3% Skonto	✓	✓
auf Rechnung	prompt, o. Abzug	√*	-

^{*} Bei Zahlungsverzug, Mahnspesen pro Rechnung und Schreiben EUR 10,00

Versandkosten	AT	DE
Standardversand (per DPD)	Österreich	Deutschland
Versandkosten	8,40	15,00
Versandkosten ab Bestellwert 150,00 netto	Versandkostenfrei	Versandkostenfrei
Zuschlag Versand per "Österreichische Post"	10,00	10,00
Sonderzustellungen (DPD-Primetime, EMS,)	Auf Anfrage	

Zahlungskonditionen und Transportkosten in andere Länder – auf Anfrage.

Um über aktuelle Aktionen, wichtigen Produktinformationen und Workshops informiert zu werden, melden Sie sich bitte bei unserem Newsletter (unter office@sgs-medical.com) an.

Für Produktanfragen, auch außerhalb unseres Produktkataloges, stehen wir Ihnen gerne unter folgenden persönlichen Kontaktdaten zur Verfügung.

Kontakt:

Hr. Ing. Günter STUMMER Mobil: +43 664 546 09 10

Geschäftsführung Mail: gstummer@sgs-medical.com

Fr. Sabine STUMMER Mobil: +43 664 546 09 24

Leitung Finanzen - Leitung Kundendienst Mail: sstummer@sgs-medical.com

DESINFEKTION

Kaltvernebler Raumdesinfektion

Hochwirksam gegen Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Keime.

Das henndrixx® Kaltvernebelungsverfahren kann durch seine einfache Anwendung in allen Innenräumen eingesetzt werden. Der Nebel dringt dabei bis in die kleinsten Ritzen vor und desinfiziert hochwirksam Raumluft und Gegenstände ohne nasse Rückstände zu hinterlassen.

Der henndrixx® Trockennebel ist pH-neutral, hautschonend und vollständig frei von unverträglichen Zusatzstoffen.

Selbst empfindliche Elektrogeräte können bedenkenlos desinfiziert werden.

Vorteile

- Desinfiziert effektiv die Raumluft
- Wirkt auf allen Oberflächen
- Desinfiziert auch schwerste zugängliche Bereiche
- · Beseitigt unangenehme Gerüche
- Schonend zu elektronischen Geräten
- Kein Nachwischen erforderlich

Anwendungsgebiete

- Arztpraxen und Therapieräume
- Wartebereiche & Sanitärräume
- Sportstätten & Veranstaltungsräume
- · Imbisshütten & Gastronomie
- uvm.

Effektive Reichweite: bis 100 m3 Nebelmengenregler: 4-stufig (25-100 m3) Regulierung Luftfeuchtigkeit: 60%-90% Feuchtigkeitskapazität: 1,2 l/h Fassungsvermögen Tank: 13 Liter Leistungsaufnahme: 90 W

Gewicht leer: 3,6 kg

Abmaße (L/B/H): 294 x 194 x 503 mm



Der henndrixx® Kaltvernebler ist ausschließlich für den Einsatz mit dem Henndrixx® Desinfektionsmittel geeignet.

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
501335	FOXXI Kaltvernebler	1 Stk	560,00
	inkl. Henndrixx-Kanister 10L im Wert von 130,00		

OBERFLÄCHE / HAND/ TRINKWASSER

henndrixx® ist ein flüssiges, sofort einsatzbereites, hochwirksames Biozid zur Bekämpfung von Viren, Bakterien, Schimmelpilzen und coliformen Keimen auf Oberflächen.

henndrixx® DESINFEKTION MADE IN AUSTRIA



henndrixx® ist ein 100 % pH neutrales Anolyte.

Vorteile

- Viruzid Bakterizid Fungizid Sporizid
- Alkoholfrei Aldehydfrei Phenolfrei pH-neutral
- Dermatologisch getestet

Anwendung auf Oberflächen

Dosierung Vernebelung: 1 Liter pro 100 m3

Dosierung Wischdesinfektion (Aufsprühen): 30-50 ml pro m2

Anwendung hygienische Händedesinfektion

Dosierung Hände: 3-5 ml

Einwirkzeit: 30-60 Sekunden Nicht abtrocknen!

Parocitic x:



TRINKWASSER DESINFEKTION

henndrixx® ist pH-neutral und vollständig frei von unverträglichen Zusatzstoffen. henndrixx® kann in der vorgegebenen Dosierung bedenkenlos mit dem Trinkwasser aufgenommen werden.

henndrixx® ist, in Abhängigkeit von der TW-Norm, bedingt für eine Dauerdosierung geeignet.

Einsatzbereiche Trinkwassersysteme

- Tanks Hausbrunnen
- Whirlpools Hausinstallationen usw.

Dosierung Trinkwassertank: max. 1 Liter pro 1000 Liter Dosierung Hausbrunnen: max. 2 Liter pro 1000 Liter

Technische Daten

Aussehen: flüssig, farblos

Geruch: schwacher Chlorgeruch

Wirkstoff: Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure



Zubehör

Symbolfoto

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
501275	Henndrixx-Zerstäuber 100ml	1 Stk	6,00
501269	Henndrixx-Flasche 1L	1 Stk	21,00
501270	Henndrixx-Kanister 10L	1 Stk	130,00
FL500	Sprühflasche leer - 500ml	1 Stk	3,00
3187982	Auslaufhahn für 10L Kanister	1 Stk	4,80

Andere Gebinde-Größen auf Anfrage

Alle Preisangaben in Euro, exkl.20% MwSt

PRP - Autologe Zellregeneration - Plättchen Reiches Plasma

SGS PRP-Kit

- Einfachste Handhabung
- Sicher (geschlossen)
- Ohne Trenn-Gel
- All-in-One
- Kosteneffizient
- Passend auf f.a. Zentrifugen



Anwendungen:

- Gesicht
- Haare
- Cellulite
- Dehnungsstreifen
- Narben
- Kann mit anderen ästhetischen Behandlungen kombiniert werden (Laser, Mesotherapie, Microneedling, Peeling, Botulinum Toxin, etc.)
- > Bioaktiver-Filler in Kombination mit Hyaluronsäure
- Sportmedizin

ZENTRIFUGE

- ➤ Modell: D06
- Zur Zentrifugation von 6 x 15 ml Röhrchen
- > 25° Winkelrotor
- Maximale RPM: 6000 Umdrehungen/Minute
 Zeiteinstellung: 1 30 Minuten oder Dauerlauf
- Abmessungen: 26 x 24,4 x 20,3 cm
- Gewicht: ca. 4 kg inkl. Rotor



Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
PRP-10B	SGS PRP-Kit (10 Behandlungen) mit Butterfly	1 Pkg	95,00
	Entspricht pro Behandlung:		9,50
PRP-D06	Zentrifuge D06	1 Stk	755,00



MESOTHERAPIE APPLIKATOR

DERMATIC 1 - Mesotherapie-Applikator

- Leicht im Handling
- Kein Produktverlust
- Manuell oder Automatik Modus
- Einstellbare 0-350 Stiche pro Minute
- Einstellbare Einstichtiefe 1-12 mm
- Einstellung der Injektionsmenge





ArtNr.	ArtNr. Produkt		Preis Netto
1103D-1 Dermatic 1		3.300,00	
inkl. Ladegerät, Koffer, Spritzenadapter			
1203	03 Kompressor Dermatic 1		600,00
HPF3410	Full Dermatic Kit mit abnehmbare Nadel 30G	Box zu 100 Stk.	380,00

NUR FÜR KUNDEN AUS ÖSTERREICH

CLINISEPT+



Reinigt • Beruhigt • Pflegt

Clinisept+ ist eine einzigartige, hochreine, stabile hypochlorige Lösung der nächsten Generation, die bakterizid, fungizid, viruzid und sporizid wirkt. Es bietet unvergleichlichen Schutz vor Infektionen und ist gleichzeitig vollständig hautverträglich.

Clinisept+ enthält mehr als 90 % reines Hypochlor (250ppm), nachgewiesen durch spektroskopische Sekundenanalyse. Es bietet eine exponentiell höhere Desinfektionswirksamkeit und Hautsicherheit als bestehende hypochlorige Chemikalien. **Clinisept+** ist die erste hypochlorige Lösung dieses Kalibers.

Clinisept+ bietet die Vorteile einer extremen <u>Desinfektionsfähigkeit</u> und vollständiger <u>Hautverträglichkeit (pH 5,7)</u> die wirklich nutzt.

SKIN	PODIATRY	
Eine neue Ära der Hautdesinfektion und Nachpflege	Effektive Reinigung und antimikrobieller Schutz	
Clinisept Skin Cleansing Antimicrobial Sin Care Sin Gare Sin	Clinisept+ Podiatry Cansing For Carrier Character Ch	
ZUBE	:HÖR	

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
RCS-S100	Clinisept+Skin (100ml)	1 Stk	8,00
RCS-S490	Clinisept+Skin (490ml)	1 Stk	10,00
RCT-P100	Clinisoothe+ Skin Purifier (100ml)	1 Stk	8,50
RCT-P250	Clinisoothe+ Skin Purifier (250ml)	1 Stk	9,00
RCS-P100	Clinisept+Podiatry (100ml)	1 Stk	8,00
RCS-P500	Clinisept+Podiatry (500ml)	1 Stk	10,00
RCS-PL5	Podiatry (5L)	1 Stk	42,00
RCS-ZT	Trigger f. Skin490/Podiatry500	1 Stk	0,80
RCS-ZA5	Auslaufhahn f. 5L Kanister	1 Stk	5,50



Behandlung, Prävention und Schutz:

Clinisept+ Purifeyes wurde von führenden Augenärzten und Augenchirurgen klinisch entwickelt, überprüft und empfohlen.

Es hat den gleichen **pH-Wert wie die Augenoberfläche (7,0–7,3)**, ist sicher und wird daher von den Schleimhäuten der Bindehaut gut vertragen.

Es reizt nicht, sensibilisiert nicht, hinterlässt keine chemische Belastung und ist ungiftig für Auge und Hornhaut. Purifeyes dient zur Reinigung und Vorbehandlung des antimikrobiellen Schutzes für Augen, Augenlider und periokulare Haut.

Clinisept+ DENTAL enthält mehr als 90 % reines Hypochlor (80ppm), nachgewiesen durch spektroskopische Sekundenanalyse.

Clinisept+ DENTAL Mundwasser beruhigt und lindert wunde Mund- und Zahnfleischschmerzen. Schleimhaut-neutraler pH-Wert (7,0) Es ist ideal für die Anwendung nach zahnärztlichen Eingriffen oder als tägliche Spülung, um den Mund in einem gesunden Zustand zu halten.

PURIFEYES	DENTAL	
Die nächste Generation der Augen- und Periokularreinigung für Augen- gesundheit und -schutz sowie periokularer chirurgischer und nicht-chirurgischer Behandlungen	Effektive Reinigung und antimikrobieller Schutz	
Cycs Cycs	Clinisept Mouthwast Dertal Warrhand Warrhand Considered Consid	
ZUBEHÖR		

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
RCT-E100	Purif-Eyes (100ml)	1 Stk	8,00
RCS-D400	Clinisept+Dental (400ml) w. Cup	1 Stk	6,50
RCS-DL5	Clinisept+Dental (5L)	1 Stk	42,00
RCS-ZA5	Auslaufhahn f. 5L Kanister	1 Stk	5,50



Reinigt • Beruhigt • Pflegt

Clinisept+ enthält mehr als 90 % reines Hypochlor (250ppm), nachgewiesen durch spektroskopische Sekundenanalyse. Es bietet eine exponentiell höhere Desinfektionswirksamkeit und Hautsicherheit als bestehende hypochlorige Chemikalien. Clinisept+ ist die erste hypochlorige Lösung dieses Kalibers.

Clinisept+ bietet die Vorteile einer extremen <u>Desinfektionsfähigkeit</u> und vollständiger <u>Hautverträglichkeit (pH 5,7)</u> die wirklich nutzt.

- Reduzierung der Rötung (4,7 von 5)
 - Verringerung der Beschwerden (4,2 von 5)
 - > Verbesserung der Erholungszeiten der Haut (4,8 von 5)

Bakterizid

Fungizid

Viruzid

Sporizid

Hautneutraler pH-Wert

Nicht reizend

Nicht zytotoxisch

Kein Alkohol oder Parabene

Bietet unübertroffene Hauthygiene und antimikrobiellen Schutz (99,9999 % in Sekunden) Ohne die Haut zu reizen oder zu schädigen (keine Krankheitserreger oder chemische Belastung)

TATTOO	PIERCING
Eine neue Ära der Hautdesinfektion und Nachpflege	Eine neue Ära der Hautdesinfektion und Nachpflege
TATTOO MITERCARE	SAR A 177

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
RCT-PB100	Piercing (100ml)	1 Stk	8,00
RCT-T100	Tattoo (100ml)	1 Stk	8,00

OVERAGE®

Unvernetzte Hyaluronsäure in 1ml Glasspritze



- 23mg/ml
- Ph 7,4
- 1ml Glasspritze
- 2 x 30G/13mm Nadeln
- CE 0476



Ideal für:

- ✓ Gesicht
- ✓ Hals
- ✓ Dekolleté
- ✓ Handrücken

Protokoll: 4 Behandlungen im 2-3-wöchigen Abstand; danach ca. alle 6 Monate

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
O-AGE-1	Overage-blue 1ml/23mg HA (2x30G/13mm)	1ml	38,60

OVERAGE®

Vernetzte Hyaluronsäure in 1ml Glasspritze



Overage-orange

- 23mg/ml
- Stärke +++
- 2 x 27G/13mm Nadeln
- 6 Monate

Ideal für:

- ✓ Gesichtsfalten
- ✓ Lippen





Overage-red

- 23mg/ml
- Stärke ++++
- 2 x 27G/13mm Nadeln
- bis zu 12 Monate

Ideal für:

√ tiefe Gesichtsfalten





Overage-violet

- 23mg/ml
- Stärke +++++
- 2 x 26G/13mm Nadeln
- bis zu 18 Monate

Ideal für:

- ✓ tiefe Falten
- ✓ Gesichtskontur
- ✓ Wange
- ✓ Kinn





Art-Nr.	Produkt		Menge	Preis Netto
O-AGE-3	Overage-orange	1ml/23mg HA (2x27G/13mm)	1ml	80,50
O-AGE-4	Overage-red	1ml/23mg HA (2x27G/13mm)	1ml	86,00
O-AGE-5	Overage-violet	1ml/23mg HA (2x26G/13mm)	1ml	93,80

SENUCLEOFILL DAS NEUE KONZEPT DER BIOSTIMULATION

Nucleofill ist die neue Linie natürlicher biostimulierender Gele auf Polynukleotidbasis mit hoher Viskosität zum Schutz und zur Verjüngung der Haut.

Ein Nukleotid ist eine Untereinheit eines DNA- oder RNA-Moleküls, die aus einem Phosphorsäurerest, einem Zuckerrest (Ribose bei RNA, Desoxyribose bei DNA) und einer der vier Nukleinbasen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin besteht

Polynukleotid ist die Bezeichnung für einen Stoff, der aus Molekülen mit einer bestimmten Mindestanzahl Nukleotiden besteht (je nach Quelle wohl 13 oder 20). DNA und RNA gehören zu den Polynukleotiden.

Polynukleotide aktivieren zwei Arten von Membranrezeptoren in Fibroblasten, nämlich CD 39 -Rezeptoren und CD 40 -Rezeptoren. Die Aktivierung dieser beiden Rezeptoren führt zu zwei Effekten:

- Stimulation der Typ-I-Kollagenproduktion
- Reifung von Fibroblasten in Myofibroblasten

NUCLEOFILL - MEDIUM

- POLYNUCLEOTIDE GEL 2%
- Glass vial of 1.5 ml
- pH between 6.8 7.2
- Viscosity: 28 43 Pa*s
- Two 30 G 13 mm needles included in each box

PROMOLTALIA NUCLEOFILL MEDIUM polymerised polynucleotide-based gel

NUCLEOFILL - STRONG

- POLYNUCLEOTIDE GEL 2.5%
- GLASS VIALS OF 1.5 ml
- pH BETWEEN 6.8 7.5
- Viscosity: 48 65 Pa*s
- Two 30 G 13 mm needles included in each box



Art-Nr.	Produkt		Menge	Preis Netto
NF-M	Nucleofill Medium	(2x30G/13mm)	1x1,5ml	89,30
NF-S	Nucleofill Strong	(2x30G/13mm)	1x1,5ml	89,30

NUR FÜR KUNDEN AUS ÖSTERREICH

SENUCLEOFILL DAS NEUE KONZEPT DER BIOSTIMULATION

NUCLEOFILL - EYES

Nucleofill Eyes soll oberflächlich durch die Mikroquaddeltechnik implantiert werden, indem eine Menge von etwa 0,05 ml pro Quaddel freigesetzt wird, wobei ein Abstand von etwa 0,5 cm zwischen einer Quaddel und einer anderen eingehalten wird.

Die Packung enthält:

- 1 vorgefüllte Ampulle von 2,0 ml
- 2 Nadeln 30 G 13 mm



Zusammensetzung NucleoFill EYES:

- Polynukleotid-Gel 0,75% (15mg in 2 ml) 50-100 KD
- PH: 6,8 7,2
- Viskosität: 28 35 PA*S

NUCLEOFILL - HAIR

Nucleofill Hair soll oberflächlich durch die Mikroquaddeltechnik in die Kopfhaut des Haares implantiert werden, indem eine Menge von etwa 0,05 ml pro Quaddel freigesetzt wird.

Die Packung enthält:

- 1 vorgefüllte Ampulle von 2,0 ml
- 2 Nadeln 30 G 13 mm

Zusammensetzung NucleoFill HAIR:

- Polynukleotid-Gel 2,0 % (40mg in 2ml) 1500 KD
- PH: 6,8 7,2
- Viskosität: 35 43 PA*S



Art-Nr.	Produkt		Menge	Preis Netto
NF-E	Nucleofill Eyes (SOFT PLUS) (2	2x30G/13mm)	1x2,0ml	99,80
NF-H	Nucleofill Hair (MEDIUM PLUS) (2	2x30G/13mm)	1x2,0ml	110,30

NUR FÜR KUNDEN AUS ÖSTERREICH

MESOTHERAPIE NADELN

Meso-Nadeln in 30G, 31G, 32G und 33G

- Injektionskanülen mit Kunststoffansatz und Luer Lock Ansatz
- spezieller Lanzettenschliff für den schmerzfreien Einstich
- Dünnwandig, silikonisiert
- sterilisiert mit Ethylenoxid
- mit Schutzkappe im Blister
- Box zu 100Stk

Anwendungsgebiete:

- Mesotherapie
- Intradermalen Injektionen
- Botulinum Toxin
- Sclerotherapie















(GIP) (€1370

LDS - SHARP NEEDLES | 33G (Low Dead Space)

Speziell entwickelt für Botulinum Toxin Anwendungen, reduziert den effektiven Raum auf nahezu null und führt zu Einsparungen von bis zu 0,08 ml pro Anwendung.

Ohne Materialverlust





NaturalMeso Needles (vormals NanoNeedels bzw. FeelSoft Needles) sind spezielle Ultradünne Nadeln die bei gleichem Außendurchmesser einen größeren Innendurchmesser haben und somit eine bessere und effizientere Behandlung ermöglichen.



ArtNr.	Produkt		Größe		Box zu	Preis Netto
KIPIC30G04	KIPIC-Meso Nadel 30G/4mm	0,30	х	4 mm	100 Stk	20,40
AAL34	Mesorelle Nadel 30G/4mm	0,30	х	4 mm	100 Stk	28,70
AAL36	Mesorelle Nadel 30G/6mm	0,30	х	6 mm	100 Stk	28,70
AM30G	Mesorelle Nadel 30G/12mm	0,30	х	12 mm	100 Stk	24,30
M3013	NeedleTech 30G/13mm	0,30	х	13 mm	100 Stk	21,00
M3104	NeedleTech 31G/4mm	0,28	х	4 mm	100 Stk	23,20
M3106	NeedleTech 31G/6mm	0,28	х	6 mm	100 Stk	23,20
M3113	NeedleTech 31G/13mm	0,28	х	13 mm	100 Stk	23,20
M3204	NeedleTech 32G/4mm	0,26	х	4 mm	100 Stk	34,20
M3208	NeedleTech 32G/8mm	0,26	х	8 mm	100 Stk	34,20
KIPIC32G13	KIPIC-Meso Nadel 32G/13mm	0,26	х	13 mm	100 Stk	39,70
KIPIC33G04	KIPIC-Meso Nadel 33G/4mm	0,24	х	4 mm	100 Stk	48,70
LDS-33013	LDS Nadel 33G/13mm	0,24	Х	13 mm	100 Stk	88,90
JTN3404	NaturalMeso Nadel 34G/4mm	0,18	х	4 mm	100 Stk	180,00
JTN3408	NaturalMeso Nadel 34G/8mm	0,18	х	8 mm	100 Stk	180,00


Flexible Nadel EVOLUTI

Ultra Thin Wall inkl. Vorstechnadel

Eine flexible Mikrokanüle mit stumpfer Spitze wird eingesetzt, um Hämatome und um die Schmerzen der Behandlung zu minimieren.

Durch die Anwendung der Fächertechnik und der Länge der Mikrokanüle sind nur wenige Einstichpunkte erforderlich, um z.B. den gesamten Gesichtsbereich zu behandeln.





Art-Nr.	Produkt	Größe		Box zu	Preis Netto	
MI2170KE	Evolutiv Flexnadel-UTW 21G/70mm inkl. VStN	0,80	х	70mm	20 Stk.	110,00
MI2250KE	Evolutiv Flexnadel-UTW 22G/50mm inkl. VStN	0,70	х	50mm	20 Stk.	110,00
MI2550KE	Evolutiv Flexnadel-UTW 25G/50mm inkl. VStN	0,50	х	50mm	20 Stk.	110,00
MI2740KE	Evolutiv Flexnadel-UTW 27G/40mm inkl. VStN	0,40	х	40mm	20 Stk.	110,00

1ml Spezialspritzen, 3-teilig

Spezialspritzen für die "heikle" Injektion. Durch Ihre Konstruktion ist kein "Totraumvolumen" vorhanden, welches den Vorteil einer 100%igen Abgabe des verwendeten Produktes ermöglicht.





mit Luer-Lock-Ansatz

SPRITZEN BD-Plastipak™ 3-teilig, zentrisch, Luer-Lock

BD-Plastipak-Spritzen sind qualitativ hochwertige Spritzen und mit der 3-teiligen Ausführung und den Luer-Lock-Ansatz wird eine hochpräzise und produktverlustfreie Applikation gewährleistet.

Die Spritzen sind einzeln steril verpackt und latexfrei.



ArtNr.	Produkt		Box zu	Preis Netto
S10100	3-tlg. Spritze, Luer	1ML	100 Stk.	32,90
L10100	3-tlg. Spritze, Luer Lock	1ML	100 Stk.	55,50
BD309658	BD-Plastipak, Luer-Lock	3ML	200 Stk.	43,10
BD309649	BD-Plastipak, Luer-Lock	5ML	125 Stk.	43,10

PRP/MESOTHERAPIE ZUBEHÖR

DaisyGrip



DaisyGrip ist der erste hygienisch wieder- verwendbare Venenstauer und verfügt über ein neuartiges, intuitives Verschluss-system. Die einfachere Anwendung und Desinfektion sorgen nachhaltig für mehr Sicherheit.

BlackIceCube

Der therapeutische "Eiswürfel" in der kosmetischen und ästhetischen Medizin.

- Verleiht lokale entzündungshemmende und abschwellende Wirkungen
- Regt die Durchblutung an
- Kühlt und strafft die Haut
- Bekämpft die frühen Zeichen des Alterns
- Schließt erweiterte Poren
- Beruhigt geschwollene Augen und bekämpft Tränensäcke
- Erzielt Vasokonstriktion-Wirkung
- Black Ice Cube ist wiederverwendbar
- hält die effektive Temperatur für lange Zeit

Ampullen Öffner:



Vial Schließer:



Ampullen Schließer 2ml:



ArtNr:	Produkt	Konnektor	Box zu	Preis Netto
4029665501093	DaisyGrip		1 Stk.	24,90
ICE	Black Ice Cube (5Stk)		5 Stk.	105,00
MRL3	Multi-Injektor 3er-gerade	3	50 Stk	99,80
MRL5	Multi-Injektor 5er-gerade	5	50 Stk	99,80
MRC3	Multi-Injektor 3er-rund	3	50 Stk	99,80
MRC5	Multi-Injektor 5er-rund	5	50 Stk	99,80
MRC7	Multi-Injektor 7er-rund	7	50 Stk	99,80
ZUB01	Ampullen Öffner		10 Stk.	2,00
ZUB02	Vial Schließer		10 Stk.	4,00
ZUB03	Ampullen Schließer 2ml		10 Stk.	3,00

Alle Preisangaben in Euro, exkl.20% MwSt

MICRO-NEEDLING

Dr.Pen M8S
Nadellänge 0,25mm-2,50mm
Nadellänge einstellbar
6 Geschwindigkeiten
RPM: bis zu 15.000 (bis zu ~250/sec).
Bis zu 4.500 Mikrokanäle/Sek.
Einweg-Nadel-Kopf mit 18 Nadeln
Anwendung Kabellos
Einsatzdauer Akku: 2 - 3 Std.
Einfaches Handling, sicher und hygienisch
Gewicht: 82g



HYDRA-PEN
Nadellänge 0,50mm/1,00mm
Nadelkopf für 5ml Serum
4 Geschwindigkeiten
RPM: bis zu 15.000 (bis zu ~ 250/sec.)
Bis zu 3.000 Mikrokanäle/Sek.
Einweg-Nadel-Kopf mit 12 Nadeln
Anwendung: Kabellos
Einsatzdauer Akku: 3 - 4 Std.
Einfaches Handling, sicher und hygienisch
Gewicht: 89 a



ERSATZKÖPFE (12 Nadeln) für BCN-MesoPen und Dermafix



ArtNr.	Produkt	Menge	Preis Netto
M8S	Dr.Pen M8S (inkl. 2 Stk. Köpfe)	1 Stk	330,80
M8S-K	Dr.Pen M8S Köpfe	25 Stk	120,80
HP	HydraPen (inkl.2 Köpfe 0,5mm)	1 Stk	330,80
HPK05	HydraPen Köpfe 0,5mm	10 Stk	49,70
HPK10	HydraPen Köpfe 1,0mm	10 Stk	49,70
BCN-MP-K	BCN-MesoPen/Dermafix Köpfe	25 Stk	105,20

Manueller Roller mit austauschbaren Köpfen

Durch eine neuartige Konstruktion der Nadelanordnung (Diskscheibe statt Einzelnadel) wird mit den Disk-Rollern eine bessere und schonendere Methode des Micro-Needling ermöglicht. Die Disk-Roller erzeugen mehr als 500.000 Kanäle bis tief in die Dermis der Haut innerhalb von 5 – 10 Minuten.


Weiteres konnte durch einen kleineren Nadelwinkel (60), eine optimale Anordnung des Eindringens der Nadel in die Haut erreicht werden.

Dadurch ergeben sich eine höhere Nadelanzahl von 540 Nadeln.

Das bedeutet, dass mit dem Disk-Rollern 93,75% der Einstiche gegenüber anderen Rollern erreicht wird.

Der Diamant-Nadelschliff des Disk-Roller bewirkt zusätzlich eine schonendere und bessere Durchdringung der Hautschichten.





Genosys EYE Roller

GENOSYS Eye Roller ist das feinste und kleinste Nadelgerät für schwer zugängliche Stellen. Nicht abnehmbar. 0,25 mm.



ArtNr.	Produkt	Länge	Preis Netto
MT-MR0303	Mesotech Needle Roller (inkl. 2 Köpfe)	0,30mm / 0,30mm	58,50
MT-MR0505	Mesotech Needle Roller (inkl. 2 Köpfe)	0,50mm / 0,50mm	58,50
MT-MR1010	Mesotech Needle Roller (inkl. 2 Köpfe)	1,00mm / 1,00mm	58,50
MT-MR1515	Mesotech Needle Roller (inkl. 2 Köpfe)	1,50mm / 1,50mm	58,50
MT-MR2020	Mesotech Needle Roller (inkl. 2 Köpfe)	2,00mm / 2,00mm	58,50
MT-MRK03	Needle Roller Ersatzköpfe (6Stk.)	0,30mm	105,80
MT-MRK05	Needle Roller Ersatzköpfe (6Stk.)	0,50mm	105,80
MT-MRK10	Needle Roller Ersatzköpfe (6Stk.)	1,00mm	105,80
MT-MRK15	Needle Roller Ersatzköpfe (6Stk.)	1,50mm	105,80
MT-MRK20	Needle Roller Ersatzköpfe (6Stk.)	2,00mm	105,80
E025-2	Genosys EYE Roller (2Stk.)	0,25mm	39,70

HydraNeedleStamp (0,25-1,5mm)

Komplettsystem für Nano Micro Needling

- 5-ml-Glasfläschchen/Tank (für das Anwendungs-Serum)
- Schraubenkopf mit 20 Nano-Nadeln (einstellbar 0,25/0,5/0,6/1,0/1,5mm)
- Schutzkappe











HydraStamp

Komplettsystem für Nano Micro Needling

- 5-ml-Glasfläschchen/Tank (für das Anwendungs-Serum)
- Schraubenkopf mit 20 Nano-Nadeln (verfügbar in den Längen: 0,25/0,5/1,0mm)
- Schutzkappe

Hydra-Roller

Komplettsystem für Nano Micro Needling

- 5-ml-Glasfläschchen/Tank (für das Anwendungs-Serum)
- Rollerkopf mit 64 Nano-Nadeln (in den Größen 0,25/0,5/1,0mm)
- Schutzkappe



ArtNr.	Produkt	Länge	Preis Netto
HNS	HydraNeedleStamp (Stk)	0,25mm - 1,50mm	24,70
HS025	HydraStamp (Stk)	0,25mm	15,40
HS050	HydraStamp (Stk)	0,50mm	15,40
HS100	HydraStamp (Stk)	1,00mm	15,40
HYD-R	Hydro-Dermaroller (Stk)	0,25mm	15,40
HR05	HydraRoller (Stk)	0,50mm	15,40
HR10	HydraRoller (Stk)	1,00mm	15,40

MESOTHERAPIE - COCKTAILS

Die Produkte von *mesotech* haben den großen Vorteil, dass sie sowohl in der Mesotherapie oder mittels Needling angewendet als auch mittels Elektroporation eingeschleust werden können.



BIOACT	Durch Hyaluronsäure, Aminosäuren, Vitaminen, Anorganischen Salzen und anderen Komponenten wird ein Anti-Aging Resultat erreicht welches die korrekte Erholung/Erhaltung der Haut-Qualität garantiert und effektiv gegen die Hauterschlaffung ankämpft.
BIOLIFT	Stimuliert die Muskelfaserkontraktionen, verbessert die Durchfeuchtung der Haut, wirkt gegen freie Radikale und schützt vor externer Abrasion.
BIOLISI	Ein Lipolyse-Aktivator durch AMPc-Stimulierung zum Fettabbau, gegen schwere Cellulite
BIOSTRETCH	Professionelle Anwendung gegen Dehnungsstreifen sowohl bei Frauen als auch bei Männern
BOTOPHASE	Der ideale Anti-Aging-Cocktail für intensive Revitalisierung und Hydratation der müden oder erschlaften Haut.
CELLUPHASE	Professionelle Formel (Professional Strength Anti-Cellulite Formula) – kräftigt und wirkt gegen Cellulite / Orangenhaut
EASYCELL	Cellulite-Behandlung und Fettabbau
ELASTHASE	Reduziert Faltenvolumen, Faltendichte, Entstehen von Falten und steigert gleichzeitig die Festigkeit der Haut, die Hautdichte und die Kollagen-Produktion.
HAIRSYSTEM	Durch reichhaltige aktive Inhaltsstoffe wird eine effektive Mikro-Zirkulation der Kopfhaut erreicht und dadurch eine Revitalisierung der Haarfollikel.
HYDRALIFT	Mit 1% Hyaluronsäure und 1 % DMAE gegen Hauterschlaffung und es wird Feuchtigkeit sowie Auffrischung und Formung erreicht.
SKINESSE	Ein spezieller Cocktail gegen Hyperpigmentierung

Art-Nr.	Produkt		Preis Netto
MT-ACT	BIOACT 20ml	(10x2ml Amp.)	197,40
MT-BLIFT	BIOLIFT 30ml (gekühlt lagern)	(10x2ml Amp. & 2x5ml Vials)	197,40
MT-LISI	BIOLISI 50ml	(10x5ml Amp.)	104,80
MT-STR	BIOSTRETCH 50ml	(10x5ml Amp.)	220,50
MT-BOTO	BOTOPHASE-meso 10ml	(1x10ml Amp.)	126,80
MT-CELL	CELLUPHASE 50ml (gekühlt lagern)	(20x2ml Amp. & 2x5ml Vials)	185,20
MT-EASY	EASYCELL 50ml	(10x5ml Amp.)	185,20
MT-ELAS	ELASTHASE 50ml	(10x5ml Amp.)	277,80
MT-HAIR	HAIR SYSTEM 50ml	(10x5ml Amp.)	185,20
MT-HLIFT	HYDRALIFT 20ml	(10x2ml Amp.)	185,20
MT-SKIN	SKINESSE 25ml	(5x5ml Amp.)	266,80

BCN COCKTAILS

Die BCN-Cocktails des *Institute BCN* aus Spanien ist eine Ergänzung zu den bereits jahrelang erprobten Einzelsubstanzen.



BCN ADIPO	wurde speziell entwickelt, um Cellulite zu bekämpfen und wieder die Festigkeit der Haut herzustellen. Für das Gesicht wird es verwendet, um Doppelkinn zu behandeln.
BCN ADIPO FORTE	definiert die Körperkontur neu und stärkt die Haut, wodurch das Auftreten einer ungleichmäßigen Hautstruktur minimiert und sichtbar verbessert wird: Bauchfalten, Oberarme, Hüften, Oberschenkel, Gesäß und Taille.
BCN BASE	ist das Hauptprodukt, da es mit seiner Zusammensetzung an sich eine grundlegende Anti- Aging-Behandlung ist, und zur gleichen Zeit die ideale Basis für eine Vermischung mit anderen Zutaten
BCN ECQ10	Macht die Haut straffer, glatter und besser hydratisiert, welches in ein jugendlicheres Aussehen resultiert.
BCN MELANO	sorgfältig auf ihre Depigmentierung und antioxidative Wirkung ausgewählt. Zur Behandlung dieser Veränderungen auf der Haut. Verleiht der Haut einen glatten, gleichmäßigen und hellen Teint.
BCN REVITA HA	ist speziell als integrale revitalisierende und intensive Feuchtigkeitspflege entwickelt worden. Geeignet für müde oder stumpfe Haut, für die Behandlung von Falten und für die Nachverdichtung von reifer oder schlaffer Haut.
BCN SCALP	wurde speziell für die Behandlung der Kopfhaut und ihrer Änderungen in Bezug auf sie entworfen.
BCN CAPILLUM Peptides	Dieser Cocktail kämpft gegen drei wichtige Ursachen des Haarverlustes: Entzündung, Dihydrotestosteron bei männlicher Alopezie und Degeneration der Kapillarmatrix.
BCN LIPID Peptides	zur Beseitigung lokaler Fettablagerungen, der Körperkontur, der Bauchfalten und des oberen Teils der Arme, der "Love Handels", der Oberschenkel, des Gesäßes, der Knie und der Taille
BCN LUMEN Peptides	spezieller Cocktail zur Aufhellungsbehandlung der Pigmentierung auf Gesicht und Körper. Auf allen Stufen des Melanins wirkend.
BCN OCULARE Peptides	speziell entwickelt, um direkt die wichtigsten unschönen Manifestationen der Augenkontur anzugreifen. Zur Behandlung von Tränensäcken, Augenringe und Krähenfüße
BCN TENSIS Peptides	wirkt auf die extrazelluläre Matrix, die das Gewebe stärkt und die Haut auf Gesicht und Körper strafft.

ArtNr.	Produkt	Menge	Preis Netto
C8034	BCN ADIPO	5x5ml	45,60
C8036	BCN ADIPO FORTE	5x10ml	52,60
C8032	BCN BASE	5x3ml	62,00
C8033	BCN ECQ10	5x3ml	44,40
C8037	BCN MELANO	5x5ml	53,80
C8024	BCN REVITA HA	5x3ml	65,50
C8035	BCN SCALP	5x5ml	44,40
CP8085	BCN CAPILLUM-Peptides	5x5ml	111,20
CP8118	BCN LIPID-Peptides	5x8ml	112,50
CP8074	BCN LUMEN-Peptides	5x5ml	105,60
CP8092	BCN OCULARE-Peptides	5x3ml	69,20
CP8073	BCN TENSIS-Peptides	5x5ml	105,60

MESOTHERAPIE - EINZELSUBSTANZEN

Mesocosmetic **INMed**-Serie des *Institute BCN* aus Spanien ist eine Angebotsreihe von verschiedenen Ingredienzien welche in der Mesotherapie verwendet werden.



ArtNr.	Produkt	Menge	Preis Netto
B8029	Amino Acid Complex	10 x 2ml	29,80
B8025	Argireline	10 x 2ml	28,70
B8001	Artichoke extract	10 x 5ml	15,80
B8002	Asian Centella	10 x 2ml	18,10
B8003	Biotin	10 x 2ml	22,80
B8004	Coffein	10 x 2ml	19,30
B8005	Dexpanthenol	10 x 5ml	22,80
B8006	DMAE	10 x 5ml	25,10
B8026	DNA liquid	10 x 2ml	25,10
B8007	Ginkgo Biloba	10 x 5ml	21,60
B8067	Glutathione 100mg	5 x 5ml	29,80
B8068	Glutathione 600mg	5 x 5ml	38,00
B8082	Glutathione&Vit.C Lyophilisiert	5x200mg	82,30
B8008	Glycolic Acid	10 x 2ml	26,40
B8030	Hyaluronic Acid 0,8% (liquid)	10 x 2ml	47,30
B8065	Hyaluronic Acid 2 %	5 x 3ml	64,80
B8066	Hyaluronic Acid 3,5%	5 x 5ml	92,90
B8070	Hyaluronidase 1500 UI (powder)	5 x 0,5mg	96,50
B8013	L-Carnitin	10 x 5ml	22,80
B8014	Organic Silicum	10 x 5ml	20,50
B8015	Organic Silicum + DMAE	10 x 5ml	29,80
B8016	Phosphatidylcholin	10 x 5ml	38,00
B8072	Phosphatidylcholin (vial)	5 x 10ml	32,20
B8027	Polyvitamins	10 x 2ml	27,40
B8017	Rutine + Melilotus	10 x 2ml	21,60
B8166	Salicylic Acid 0,2%	10 x 2ml	26,40
B8018	Sodium Piruvate	10 x 2ml	22,80
B8063	Taurine	10 x 2ml	27,40
B8028	Trace Elements	10 x 2ml	27,40
B8119	Tranexamic Acid 5%	10 x 2ml	22,80
B8022	Vitamine A	10 x 2ml	26,40
B8019	Vitamin C	10 x 5ml	23,90
B8071	X-DNA Gel	5 x 2,5ml	96,50

BCN PEEL # 01 – Acne-Prone pH 1,5-2,5

BCN PEEL # 01 eignet sich zur Behandlung von Akne im Gesicht sowie in anderen Körperbereichen wie Rücken, Brust, Armen und Gesäß.

Salizylsäure 15% + Mandelsäure 15%



BCN PEEL 02 peeling CE (50ml) pH 1,5-2,5

BCN PEEL 02 – Anti-Ageing wurde entwickelt, um die Elastizität und Leuchtkraft der Haut wiederherzustellen sowie feine Falten im Gesicht zu entfernen.

Mandelsäure 20% + Glykolsäure 30% (Medical Device Class I



BCN PEEL # 03 - Depigmentant pH 1,5-2,5

BCN PEEL # 03 – Depigmentant entfernt Hautunreinheiten und Unvollkommenheiten am ganzen Körper.
Milchsäure 20% + Mandelsäure 20% + Glykolsäure 20%



BCN Neutralizer

BCN Neutralizer ist eine sprühneutralisierende Lotion, die gegen die Auswirkungen chemischer Peeling-Behandlungen wirkt.



Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
P8077	BCN PEEL 01 Acne Prone	50ml	36,20
P8127	BCN Peel 02 peeling CE Anti-Aiging	50ml	36,20
P8075	BCN PEEL 03 Depigmentant	50ml	36,20
P8079	BCN Neutralizer	100ml	18,80

PQ-AGE

Die regenerierende und hebende Entwicklung des nicht-invasiven Peelings





- Revitalisierung von Gesicht, Hals und Halslinie
- Revitalisierung des inneren Oberschenkels, Armes und der Brust
- Behandlung vonSchwangerschaftsstreifen
- Behandlung der Haut mit Akne
- Aktuelle Narben
- > Hautpigmentierung

Art-Nr.	Produkt		Menge	Preis Netto
PQA-E	PQAGE-Evolution		14x3ml	309,80
		für 14 Behandlungen	pro Beh.	á 22,13
PQA-E1	PQAGE-Evolution (Einzeln)		1x3ml	24,20

NUR FÜR KUNDEN AUS ÖSTERREICH

HAUTREINIGUNG

BioPeel pH 4

ist eine konzentrierte Mischung aus fünf Pflanzenextrakten: Heidelbeere, Zuckerrohr, Zucker-Ahorn, Orange und Zitrone.

BioPeel ist ein hervorragender natürlicher Peeling-Mix (Weinsäure, Glykolsäure, Apfelsäure, Zitronensäure, Milchsäure) ideal für eine Tiefenreinigung vor jeder Behandlung.



BCN Cleanser: <u>Schaumreiniger</u> gleicht den pH-Wert der Haut aus, auch bei empfindlicher Haut sehr gut verträglich



BCN SCRUB – Präbiotisches Peeling mit dreifacher Wirkung Präbiotisches Gesichts- und Körperpeeling mit dreifacher Wirkung (physikalisch, chemisch und biologisch), das Mikrokristalle aus Aluminiumoxid mit Milchsäure und einem bioenzymatischen Extrakt für ein umfassenderes Peeling

kombiniert.



ArtNr.	Produkt	Menge	Preis Netto
BP01	BioPeel Sachets	50x2ml	92,60
S8078	BCN Cleanser	150ml	21,10
S8101	BCN Scrub	100ml	25,40

ABSCHLUSSCREMEN

BCN Arni+K – nach ästhetischen Behandlungen

ist eine spezifische, lokalisierte Creme zur Verbesserung epidermaler Veränderungen aufgrund von Konvulsionen, medizinischen ästhetischen Verfahren, chirurgischen Eingriffen oder kutanen Unvollkommenheiten, die von Cuperosis, Rosacea, dilatierten Kapillaren oder kongestiver Teint abgeleitet sind. Seine Formel mit anti-irritativen und beruhigenden Eigenschaften lindert die betroffenen Bereiche. Es enthält Arnika, Vitamin-K-Oxid, Teufelskralle (Harpagophytum pro cumbens), ätherisches Kamillenöl, Hyaluronsäure und Vitamin C.



BCN EPITHEL - speziell nach Peeling-Behandlungen

Beruhigungscreme mit OrganicSilicia, Allantoin, Biotin, Urea, Methionine, Vitamine A,C und E beruhigende, entzündungshemmende, feuchtigkeitsspendende, antioxidative und heilende Eigenschaften



BCN HEAL - speziell nach MicroNeedling-Behandlungen

ist eine Creme, die speziell entwickelt wurde, um kleine Wunden zu reparieren, die durch mechanisch-ästhetische Eingriffe wie Mikronadeln verursacht werden.

Aktive Komponenten:

Olivenöl, D'Pantenol, Hyaluronsäure, Bisabolol (Kamillenextrakt, Centella Asiatica-Wirkstoffe, Kupfer, Magnesium, Zink, Pflanzenextrakte: Phragmites Kharka & Poria Cocos



BCN SOLAR - nach allen Behandungen

BCN Solar: Sonnenschutzcreme mit SPF 50+ schützt die Haut vor UV-A und UV-B Strahlen. Zur direkten Anwendung auch nach z.B.Roller, Laser oder Peeling Behandlungen



Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
S8091	BCN Arni+K	35ml	33,80
S8080	BCN Epithel	50ml	31,50
S8064	BCN Heal	35ml	31,50
S8086	BCN Solar SPF50+	50ml	24,60

GESICHTSMASKEN

Bio-Cell-Maske Spannkraft Feuchtigkeit Feine Linien und Falten werden gemildert, Feuchtigkeit, Spannkraft und Elastizität werden verstärkt. Diese Bio-Cellulose-maske spendet Feuchtigkeit und macht die Haut weich.

Soothing Bomb Sea Algae Maske	Intensiv Repir Collagen Maske	
Beruhigung Feuchtigkeit	Straffung Beruhigung Feuchtigkeit	
beruhigt die Haut intensiv und spendet Feuchtigkeit mit Meeresalgen-Komplex und Centella-Asiatica- Extrakt.	verbessert die Hautfestigkeit und schützt die Hautbarriere, indem sie die Haut mit Kollagen und verschiedenen Pflanzenextrakten beruhigt, und mit Feuchtigkeit versorgt und die Ausfallzeit nach ästhetischen Behandlungen reduziert.	

Peptide-Gel-Maske	Botophase-Maske
Kühlungseffekt	Lifting-Effekt
The state of the s	BOTOPHASE tos Routen faces Marik
Die speziell bio-polymer strukturierte Maske hat einen sofortigen Kühlungseffekt und hydratisieren die Haut nach ästhetischen Behandlungen. Hyaluronsäure, Vitaminkomplexe (Vitamin K) und Peptide ermöglichen einen hochqualitativen Heilungsprozess.	Lifting-Maske durch non-toxischen Botulinumtoxin Argireline und Hyaluronsäure

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
MBIOHA	Bio-Cell-Maske	5 Stk	47,00
MHACAV	HA-Hydro-Maske	5 Stk	45,40
GCMA01	Soothing Bomb Sea Algae-Mask	1 Stk	4,40
GIRCM01	Intensiv Repair Collagen Maske	1 Stk	4,40
PGM	Peptid-Gel-Maske	5 Stk	36,40
M-BP	Botophase-Maske	10 Stk	114,70

Energy-Beauty-Bar

Der vergoldete Energy Beauty Bar mit dem T-förmigen Kopf nutzt die Mikrostromtechnologie mit milden Vibrationen, um die Haut und den therapeutischen Punkt zu drücken und zu klopfen und entspannt die Gesichtsmuskeln.

6000 Umdrehungen pro Minute mit Vibration geben der Muskulatur eine Stimulation, um eine straffende Wirkung zu erzielen.

Das Gerät verbessert erheblich die Durchblutung. Als Ergebnis werden Toxine aus der Haut entfernt, es verschwinden Schwellungen, und es verlangsamt sich der Alterungsprozess.

Es aktiviert die Haut durch Vibrationsmassage und hilft bei der Hautdurchblutung und fördert die Hautstraffung und Hautrevitalisierung

Es mildert Tränensäcke und reduziert Falten um Augen, Lippen, Stirn und Hals. Elastizität und Straffheit der Haut werden wiederhergestellt.

Wird mit liftenden, super feuchtigkeitsspendenden, antioxidativen und Anti-Falten-Produkten für bessere Ergebnisse verwendet.

Anwendung:

- Gesicht, Hals, Schlüsselbein, Schulter, Arm, Händen, Beinen....
- Von Oben nach Unten bzw. Innen nach Außen
- 3 Minuten pro Tag

Betrieb mit 1 x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)



Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
BB-1	Energy-Beauty-Bar	1 Stk	45,00

DAUERAKTION: 5+1

HYAPUR® Pure Hyaluronsäure mit kolloidalem Silber

Hyapur® ist pure reine Hyaluronsäure versetzt mit kolloidalem Silber.

Die Haut ist auf Grund des erhöhten Flüssigkeitsgehaltes dadurch straffer und geschmeidiger.

Durch eine erhöhte Elastizität und verbesserte Durchfeuchtung wird der Schutz vor Umwelteinflüssen optimiert.

Durch das kolloidale Silber in **Hyapur**® wird eine antibakterielle Wirkung erzeugt und ist daher ideal auch als Abschluss nach ästhetischen Behandlungen wie Laser, Peeling, Micro-Needling, Mesotherapie etc.

Hyapur[®] kann durch seine Reinheit als Tagesserum und auch direkt bei ästhetischen Behandlungen wie z.B. Mesotherapie, Micro-Needling etc. angewendet werden.

VORTEILE:

- > Pure Hyaluronsäure
- > Hochkonzentriert in Ihrer reinsten Form
- > Reduziert Falten und polstert die Haut von innen auf
- Mit kolloidalem Silber:
 - Wirkt antibakteriell
 - > Fördert die Wundheilung
 - > Natürliches Konservierungsmittel



ArtNr.	Produkt		Preis Netto
HP-05	Hyapur	5ml	25,00
HP-50	Hyapur	50ml	125,00

NUR FÜR KUNDEN AUS ÖSTERREICH

HAUTPFLEGE

Augenpflege

Eye Peptide Gel Patch

Reduziert Falten, Krähenfüße, dunkle Augenringe, Tränensäcke, gibt Feuchtigkeit



BCN Eye Relief Patch

Reduziert Augenringen und Schwellungen



BCN EYE RELIEF Cream

besonders als Therapie zur Bekämpfung von schlaffer Haut um das Auge und zur Reduzierung von Tränensäcken und Augenringe. Es entstaut und reduziert Schwellungen der periokulären Kontur.



BCN Eye Repair

Anti-Aging und Feuchtigkeit für Ihre Augen



BCN EYE REPAIR Stick

intensive Anti-Aging- und Feuchtigkeitsbehandlung des Augendreieckbereichs zur Reduzierung der Fältchen und Minimierung der feinen Linien. Verbessert werden dunkle Augenringe und das Herabhängen des oberen Augenlids und die Festigkeit der Haut um das Auge wird wiederhergestellt.



Lippenpflege

BCN LIP CONTOUR Stick

intensive Feuchtigkeitsbehandlung mit aufpolsternder Wirkung, die Volumen hinzufügt und hilft, die Lippenkontur zu definieren. Verwischt vertikale Falten im perilabialen Bereich effizient. Sie zieht schnell ein und hinterlässt keinen glänzenden Film auf der Haut.



ArtNr.	Produkt	Menge	Preis Netto
EGP	Eye Patch	60Stk	47,50
S8094	BCN Eye Relief Patches	4 x2Stk	23,40
S8104	BCN Eye Relief Cream	15ml	20,50
S8095	BCN Eye Repair Patches gold	4 x2Stk	30,50
S8102	BCN Eye Repair Stick	4g	17,30
S8123	BCN LIP Contour Stick	4g	17,30

HAUTPFLEGE

Mesocosmetic **INSpa-**Serie des *Institute BCN* aus Spanien ist eine <u>tägliche</u> <u>Hautpflegeserie</u> basierend auf den gleichen Wirkstoffen wie die professionelle **INMed**-Linie. Sie ist somit ideal abgestimmt und dient zur Erhaltung und Verbesserung der Hautstruktur auch als Nachbehandlung zu Mesotherapie-Behandlungen. Dermatologisch getestet.

MesoAge: <u>Tagesserum</u> mit Hyaluronsäure

Bei trockener Haut, Falten und Tonusverlust, als Präventivanwendung

MesoBlanche: **Anti-Pigmentierungscreme** mit SPF 30

Bei Pigmentstörungen, sonnenbedingte Pigmentierung, Akne-Flecken, Alters-Flecken,

MesoCell: **Anti-Cellulitecreme** mit Phosphatidylcholine and L-Carnitine

Bei Cellulite an Oberschenkel, Bauch, Po, Arme, Knien, Hüfte. Auch für die Gesichtskontur geeignet.

MesoVita: <u>Nachtcreme</u> mit Omega 3 & 6, Vitaminen (A, B-Komplex, C, E, K), Spurenelemente Ideal in Kombination mit **MesoAge**

MesoPure: <u>Akne-Gel</u> mit Panthenol, Salicylsäure, Teebaumöl, Ringelblume, Niacinamid, Allantoin,

Campher, Zink, Biotin und Menthol.



ArtNr.	Produkt		Menge	Preis Netto
S8053	Mesoage	Hyaluron Serum	40ml	22,20
S8055	Mesoblanche SPF30	Pigment Creme	50ml	24,60
S8056	Mesocell	Cellulite Gel	200ml	31,50
S8054	Mesovita	Vitamin Creme	40ml	21,10
S8084	Mesopure	Akne-Gel	50ml	21,10

HAUTPFLEGE - PROBIOTISCH

Institute BCN hat **BCN PREBIOTICS** entwickelt, eine innovative Behandlungslinie, die für alle Hauttypen geeignet ist. Dabei werden stark feuchtigkeitsspendende und antioxidative Anti-Aging-Wirkstoffe miteinander kombiniert. Präbiotische Wirkstoffe helfen beim Wiederaufbau des Mikrobioms und liefern gleichzeitig essenzielle Nährstoffe für sein Gleichgewicht. Es ist eine Linie, die für alle Hauttypen und insbesondere für diejenigen geeignet ist, die sich medizinischen Schönheitsbehandlungen unterzogen haben, die aggressiv sind und das Gleichgewicht des Hautmikrobioms verändern können.

BCN PREBIOTICS beinhaltet ein komplexes Präbiotikum mit umfangreicher Bandbreite. Es besteht aus Wirkstoffen, die wie Superfoods wirken und das Wachstum eines gesunden und ausgewogenen Mikrobioms fördern. So wird der Gesamtzustand der Haut erheblich verbessert, ihre Alterung verlangsamt und sie vor Verschmutzung und umweltlichen Einflüssen geschützt.

Neben diesem präbiotischen Cocktail enthalten die Produkte von **BCN PREBIOTICS** auch innovative NICHT-präbiotische Inhaltsstoffe, die eine kurz- sowie langfristige starke Feuchtigkeitsversorgung und ein sofortiges Gefühl von Komfort und Weichheit für die Haut schaffen:

- Hyaluronsäure + Zucker und natürliche Hydratationsfaktoren (NMS und NMF), eine komplexe Feuchtigkeitspflege mit kurz- und langfristiger Doppelwirkung, die trockener Haut vorbeugt und ein Gefühl von Komfort schafft, das bis zu 72 Stunden anhält*.
- Konzentrierte Base aus Aloe Vera, wobei seine beruhigenden, antioxidativen und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften optimal genutzt werden.
- **Avenanthramide**, die wichtigsten Bestandteile von Hafer mit beruhigenden Wirkstoffen. Sie reduzieren Juckreiz, Störungen und Rötungen empfindlicher Haut.

BCN BALANCE - Präbiotisches Serum

Es wirkt wie ein feuchtigkeitsspendendes und ausgleichendes Heilmittel, welches das Selbstschutzsystem der Haut stärkt und den natürlichen Feuchtigkeitszustand wiederherstellt.



Eine schmelzende und fettfreie Emulsion für den täglichen Gebrauch, entwickelt aus einer Kombination aus Präbiotika und feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen.

BCN INTENSE REPAIR – Konzentrierte präbiotische Formel

Intensive präbiotische und feuchtigkeitsspendende Heilbehandlung. Aufgrund seiner schmelzenden Konsistenz eignet sie sich ideal **als Nachtcreme oder als Maske**, die eine besonders beruhigende und erfrischende Wirkung entfaltet.

BCN SCRUB - Präbiotisches Peeling mit dreifacher Wirkung

Präbiotisches Gesichts- und Körperpeeling mit dreifacher Wirkung (physikalisch, chemisch und biologisch), das Mikrokristalle aus Aluminiumoxid mit Milchsäure und einem bioenzymatischen Extrakt für ein umfassenderes Peeling kombiniert.



ArtNr.	Produkt		Menge	Preis Netto
S8098	BCN BALANCE	Serum	30ml	29,80
S8099	BCN SHIELD	Tagescreme	50ml	34,20
S8100	BCN INTENSE REPAIR	Nachtcreme/Maske	100ml	29,80
S8101	BCN SCRUB	Peeling	100ml	25,40

^{*}Ergebnisse des In Vivo Tests über den Wirkstoff, durchgeführt anhand einer instrumentellen Analyse mit Diskussionsteilnehmern.

Ergänzend zu Ihrer professionellen Haartherapie, die Unterstützung für zuhause

Shampoo	Inhaltsstoff	Wirksamkeit
	Zinkpyrithion	 anti-bakteriell verbessert seborrhoische Kopfhaut Entzündungen regt Haarwachstum an
HR'MATR	D-Panthenol Vitamin B5	 feuchtigkeitsspendend Beschleunigt die Aktivierung von Kollagen Typ 4 und 5 Normalisiert die Sebum Produktion pflegt die Kopfhaut und die Elastizität
HAME SCLENCAL MANUFACTURE CONTRACTOR MANUFACT	Niacinamide Vitamin B Komplex	Verhindert KopfhautproblemeStärkt die MikrozirkulationReguliert die Sebum Produktion
CEMQZIZ	Biotin Vitamin H	 Hauptkomponente der Haarbildung Reguliert Hormone aktiviert die Ernährung der Haare

Tonic	Inhaltsstoff	Wirksamkeit
	Salycilsäure	Entfernt Schuppen und TalgresteReinigt verstopfte Follikel
	Menthol	Frische Anti-inflammatorisch
	D-Panthenol Vitamin B5	 feuchtigkeitsspendend Beschleunigt die Aktivierung von Kollagen Typ 4 und 5 Normalisiert die Sebum Produktion pflegt die Kopfhaut und die Elastizität
	Tocopherol Acetat Vitamin E	AntioxidantFördert die Blutzirkulation
HA wan	Vitamin C	Antioxidant stimuliert Kollagen-Produktion
AGENCA MAGENCIA	Allantoin	Beruhigt die Kopfhaut und lindert Entzündungen
CON-Q-NI	Sophora Japonica Blüten Extrakt	Hemmt die DHT Produktion
	Artemisia princeps, Grüner Tee, Granatapfel-Extrakt	 Verbesserung Immunsystem/Durchblutung Beruhigend Anti-bakteriell / Antioxitant
	Biotin Vitamin H	Hauptkomponente der HaarbildungReguliert Hormoneaktiviert die Ernährung der Haare

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
HMCHS-2	Scalp & Hair Shampoo	300ml	27,60
HMCHT	Clinical Hair Tonic	70ml	27,60

NARBENTHERAPIE

XERAGEL™ ist weltweit die am längsten bewährte 100% Silikonsalbe zur bequemen, regelmäßigen Anwendung bei kleinen Narben.

Ideal für eine diskrete Anwendung in der Behandlung von Narben auf denen Silikonfolien unbequem oder unpraktisch wären. Das Gel ist nach dem Antrocknen problemlos überschminkbar



Der Silikondrehstift **PROSILTM** hemmt innerhalb weniger Tage deutlich sichtbar die Bildung von Narbengewebe. Ähnlich wie bei der Anwendung eines Lippenstiftes wird mit dem Silikonstift **PROSILTM** mehrfach täglich ein dünner und transparenter Silikonfilm direkt auf die betroffenen Hautbereiche aufgetragen.

PROSIL[™] hat den Vorteil, dass es sich exakter dosieren lässt und ist somit sehr sparsam im Verbrauch. Nach dem Antrocknen kann die Stelle problemlos überschminkt werden, was eine Anwendung im Gesichtsbereich besonders interessant macht. PROSIL[™] ist kompakt, sowie bequem und leicht anzuwenden und hinterlässt auch keine klebrigen Finger.



ANr. Produkt		Preis Netto		ABVERKAUF	
PRO-G	PRO-SIL Silikondrehstift 17g	1 Stück		31,25	12,50
Zur Information	PZN 3409913	Apothekenabgabepreis	(inkl. MwSt.)	44,40	
XER-10	XERAGEL Narbensalbe 10g	1 Stück		19,50	7,80
Zur Information	PZN 3413524	Apothekenabgabepreis	(inkl. MwSt.)	28,80	•

ABVERKAUFSPREIS - nur solange der Vorrat reicht

NUR FÜR KUNDEN AUS ÖSTERREICH

Covid-Antigen-Laien-Schnelltest-CE

NASEN-TEST vorne

- Für den Selbsttest zu Hause oder für Nicht-Profis
- Zur Verwendung mit Abstrichproben aus der Nasenhöhle (vordere Nase)
- Nur zur In-vitro-Diagnostik
- Detektion auch von Mutationen



Klinische	Sensitivität	98.26% (93.86% - 99.79%)
Studie	Spezifität	100% (99.19% - 100%)
	Probenarten	Anterior Nasal



SCHUTZMASKEN

KN95 - FFP2







✓ Sicherer Schutz

√ 4 bzw. 5 lagiges Material der Klasse A

✓ Atmungsaktive 3D-Struktur

✓ Isolierung mit hoher Dichte

Effektiv gegen Viren

Die Maskentypen entsprechen der Norm EN 149:2001+A1:2009 Die KN95 ist 4(5)-lagig mit Ohrband und hat den Qualitätsstandard GB 2626-2006. Die FFP2 NR ist 5-lagig mit Kopfband oder Ohrband und ist CE 2163 zertifiziert.

Art-Nr.	Produkt	Menge	Preis Netto
51332801	Covid-Antigen-Laientest-CE	1 Stk	1,50
GB2626	KN95-Maske – Ohrband (5Stk/Blister)	20Stk	8,00
M2-KB01	FFP2 Maske – Ohrband (einzeln verpackt)	10Stk	5,00

Patienteninformationen

Patienteninformationen für Ihre Ordination

Plakate A3



Patientenflyer











ArtNr.	Bezeichnung	Preis netto	Bestellwert ab 75,00	Bestellwert ab 150,00
A3-F	FettWeg Plakat A3 (1Stk)	2,00	-50%	-100%
АЗ-М	Meso Plakat A3 (1Stk)	2,00	-50%	-100%
A3-MN	MicroNeedling Plakat A3 (1Stk)	2,00	-50%	-100%
A3-PDO	PDO Plakat A3 (1Stk)	2,00	-50%	-100%
A3-PRP	PRP Plakat A3 (1Stk)	2,00	-50%	-100%
F-F-25	Folder FettWeg (25Stk)	7,00	-50%	-100%
F-M-25	Folder Mesotherapie (25Stk)	7,00	-50%	-100%
F-MN-25	Folder MicroNeedling (25Stk)	7,00	-50%	-100%
F-PDO-25	Folder PDO (25Stk)	7,00	-50%	-100%
F-PRP-25	Folder PRP (25Stk)	7,00	-50%	-100%

Im Zuge Ihrer Bestellung erhalten Sie, je nach Bestellwert netto, den angegebenen Rabatt (pro Artikelnummer maximal zwei Einheiten / pro Bestellung).

Bitte geben Sie die gewünschten Patienteninformationen bei Ihrer Bestellung an.

Datenschutzerklärung der SGS-medical Handels GmbH 2011 Sierndorf, Silberbachweg 12

- 1. Rechtsgrundlage
- 1.1. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das Datenschutzgesetz (DSG) sowie das Daten-schutz-Anpassungsgesetz 2018 dienen dem Schutz personenbezogener Daten. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG 2003).
- 2. Grundsätzliches
- 2.1. Uns ist es ein besonderes Anliegen, alle personenbezogenen Daten, die Sie uns anvertrauen, zu schützen und sicher zu verwahren. In diesem Dokument erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und verarbeiten.
- 2.2. Alle mit uns zusammenarbeitenden Geschäftspartner, die aufgrund der damit verbundenen Geschäftstätigkeit Ihre dafür notwendigen personenbezogen Daten verarbeiten sind ebenso verpflichtet die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
- 2.3. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die SGS-medical HandelsgmbH, 2011 Sierndorf, Silberbachweg 12. Geschäftsführer der SGS-medical HandelsgmbH ist Herr Ing. Günter Stummer. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: +43 2267 43091 oder office@sgs-medical.com
- 3. Zweckbindung, Rechtsgrundlage, Speicherdauer sowie Datenempfänger
- 3.1. Die gesammelten personenbezogenen Daten benötigen wir zum Zwecke der Produktinformation, des Kundenservice und zur Vertragserfüllung sowie zur Verrechnung. Die Daten werden hierfür erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt.
- 3.2. Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind
 - gegebenenfalls Ihre gesondert erteilte Einwilligung (Art 6 Abs. 1 lit a DSGVO);
 - Vertragsanbahnung, Vertragserfüllung und Verrechnung (Art 6 Abs. 1 lit b DSGVO);
 - unser berechtigtes Interesse im Zusammenhang mit Produktinformation, Marketing und Werbung (Art 6 Abs. 1 lit f DSGVO).
- 3.3. Zudem verarbeiten wir Daten, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen.
- 3.4. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung) sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich ua aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), der Bundesabgabenordnung (BAO) ergeben sowie bis zur Beendigung eines allfälligen Rechtsstreits, fortlaufender Gewährleistungs- und Garantiefristen usw.
- 3.5. Im Rahmen des Betriebs unseres Webshops/Webseite könnten unsere Softwaredienstleister, im Zuge ihrer Tätigkeiten, Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erlangen, sofern sie diese Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung benötigen.
- 3.6. Ihre personenbezogenen Daten werden zudem an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen weitergegeben.
- 4. Kontaktformular
- 4.1. Ihre Angaben inklusive persönlicher Daten aus unserem Kontaktformular werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage an uns übermittelt, weiterverarbeitet und bei uns gespeichert. Ohne diese Daten können wir Ihre Anfragen nicht bearbeiten.
- Newslette
- 5.1. Sie können sich per E-Mail an office@sgs-medical.com für unseren Newsletter anmelden. Sie können sich vom Newsletter abmelden, indem Sie den Abmeldelink am Ende jedes Newsletters betätigen oder sich schriftlich an office@sgs-medical.com wenden.
- 5.2. Für den Versand unseres Newsletters beauftragen wir Auftragsverarbeiter, an die wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.
- 6. Onlineeinkauf
- 6.1. Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren Vertragsabwicklung die IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie Kundennummer, Name, Anschrift und Kreditkartennummer des Käufers. Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung diese Daten auch bei uns gespeichert. Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen.
- **6.2.** Zum Zweck der Onlinezahlung werden Ihre dafür notwendigen Daten an die abwickelnden Bank-/Kreditkarteninstitute/Zahlungsdienstleister zum Zweck der Abbuchung des Einkaufspreises übermittelt. Ihre Daten die zur Zustellung der Ware erforderlich sind werden an das von uns beauftragte Transport-/Versandunternehmen übermittelt.
- 7. Cookies, andere Tracking Tools sowie Web-Analyse7.1. Cookies, andere Tracking-Technologien sowie Funktione
- 7.1. Cookies, andere Tracking-Technologien sowie Funktionen des Webanalysedienstes k\u00f6nnen auf unserer Internetplattform auf vielf\u00e4ltige Art und Weise zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textinformationen, die eine Wiedererkennung des Nutzers und eine Analyse Ihrer Nutzung unserer Websites m\u00f6glich machen. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server des Anbieters \u00fcbertragen und dort gespeichert. Sie dienen dazu, unsere Internetpr\u00e4senz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen. Zudem dienen Cookies zur Messung der H\u00e4ufigkeit von Seitenaufrufen und zur allgemeinen Navigation.
- 7.2. Durch die Nutzung unserer Website willigen Sie damit ein, dass wir Cookies setzen können. Sie können in Ihren Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigern. Wie dies im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie sich gegen bestimmte technische und/oder funktionelle Cookies entscheiden, könnte die Funktionalität unserer Website eventuell eingeschränkt werden. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.
- 8. Einwilligung und Recht auf Widerruf
- **8.1.** Die Einwilligung ist für die Verarbeitung Ihrer Daten notwendig.
- **8.2.** Grundsätzlich verarbeiten wir keine Daten minderjähriger Personen. Mit der Abgabe Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie das 14. Lebensjahr vollendet haben oder die Zustimmung Ihres gesetzlichen Vertreters vorliegt.
- **8.3.** Ihre Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen. In einem solchen Fall werden die bisher über Sie gespeicherten Daten, nach der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, anonymisiert und in weiterer Folge lediglich für statistische Zwecke ohne Personenbezug weiterverwendet.
- 9. Datensicherheit
- 9.1. Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die gespeicherten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust oder Zerstörung und gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend des technischen Fortschritts fortlaufend verbessert.
- 10. Ihre Rechte
- 10.1. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten.
- 10.2. Sie haben das Recht auf Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, sofern
 - die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden nicht mehr notwendig sind,
 - Sie Ihre Einwilligung widerrufen und keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gegeben ist,
 - Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen und keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen
 - wir Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet haben.
 - Das Recht auf Löschung gilt jedoch nicht, soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
- 10.3. Sie haben das Recht auf Berichtigung der Daten sowie auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. Wenden Sie sich hierzu an uns, wie unter Punkt 2.3. genannt.
- 10.4. Auch haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at).

Allgemeine Geschäftsbedingungen der SGS-medical Handels GmbH 2011 Sierndorf, Silberbachweg 12

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Erklärungen, Angebote, Verträge, Lieferungen und Leistungen.

2. Geschäftsbedingungen des Kunden

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

3. Schriftform

Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform iSd. § 886 ABGB.

4. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag zwischen dem Kunden und uns kommt durch Lieferung der bestellten Ware oder durch Übermittlung einer Auftragsbestätigung durch uns zustande. Die Auftragsbestätigung ist maßgebend für Vertragsinhalt und Leistungsumfang.

5 Lieferfristen

Unsere Lieferfristen sind in unserem Angebot oder in der Auftragsbestätigung angeführt. Wir sind berechtigt, Lieferungen auch vor dem vereinbarten Liefertermin auszuführen. Der Kunde akzeptiert die geringfügige Überschreitung der vereinbarten Lieferfrist. Fixgeschäfte sind ausgeschlossen. Tritt ein Leistungshindernis ein, sind wir von der davon betroffenen Leistungspflicht befreit, wenn es sich um ein unvorhersehbares, nicht nur vorübergehendes, von uns unverschuldetes und von uns nicht durch zumutbare Aufwendungen zu überwindendes Leistungshindernis handelt. Liegt ein vorübergehendes Leistungshindernis vor, tritt diese Befreiung nur für die Dauer seiner Auswirkungen ein. Leistungshindernisse sind insbesondere höhere Gewalt, hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen, ausgefallene oder nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung an uns selbst (Nichtbelieferung) im Hinblick auf für den Kunden bestellte Waren oder Zuliefergegenstände, Betriebsstörungen (z.B. durch Arbeitskämpfe oder Rohstoffmängel) und ähnliche Ereignisse

6. Teillieferungen

Zu Teillieferungen bzw. Teilleistungen sind wir berechtigt. Teillieferungen bzw. Teilleistungen gelten als selbständige Leistungen.

7. Installation und Inbetriebnahme

Von uns gelieferte Geräte und Ausrüstungen (ausgenommen Verbrauchsmaterial und Ersatzteile) werden bei Bedarf durch uns installiert, angeschlossen und in Betrieb gesetzt. Die für die Installation beim Kunden erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen gehören nicht zu den von uns zu erbringenden Leistungen.

8. Abnahme

Die Benutzung oder Inbetriebnahme gilt als Abnahme.

9. Sorgfaltspflicht des Kunden

Der Kunde verpflichtet sich, alle einschlägigen Richtlinien und Regeln betreffend Behandlung und Lagerung der Ware sowie alle Sicherheits- und sonstigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Arzneimittelgesetz) einzuhalten. Die Ware darf nur in Originalpackungen mit Originalaufdruck und Originalpackungsbeilage weitergegeben werden.

10. Gewährleistung

Zugesicherte Eigenschaften liegen nur vor, wenn wir sie ausdrücklich als solche bezeichnet haben. Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten, technische Beratung und sonstige Angaben geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen, jedoch unverbindlich. Wir haften dafür, dass die gelieferte Ware dem Vertrag entspricht. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Wenn mit dem Kunden Lieferung "Ab Werk" oder "Ab Auslieferungslager" vereinbart wurde, gilt die Ware ab der Bereitstellung zur Abholung durch den Kunden als abgeliefert und beginnt daher zu diesem Zeitpunkt die Gewährleistungsfrist zu laufen. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Ablieferung zu prüfen. Mängel sind unverzüglich, spätestens aber 10 Tage nach Ablieferung spezifiziert schriftlich zu rügen. Im Fall einer Mängelrüge muss der Kunde uns die Möglichkeit geben, die Ware zu prüfen. Können wir die Ware nicht prüfen, so gilt die Ware als mangelfrei. Im Interesse einer lückenlosen Qualitätskontrolle ist vom Kunden eine detaillierte Mängelrüge zu fertigen unter Angabe von mindestens: Artikelnummer, Chargenbezeichnung (bei Geräten: Seriennummer), Tag des Auftretens des Mangels und Einsatzbedingungen des beanstandeten Produktes. Wir weisen darauf hin, dass durch Veränderungen unserer Produkte oder durch Einsatz fremder Zusatzgeräte oder Verbrauchsmaterialien unter Umständen Schäden entstehen können, für die wir nicht haften.

11. Schadenersatz

Für Schäden des Kunden haften wir nur, wenn wir vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Wir haften nur für einen Schaden, der bei einem Geschäft der hier abgeschlossenen Art typischerweise entsteht. Der Ersatzanspruch ist auf 30% des Schadens, höchstens aber 30% des Rechnungsbetrages begrenzt.

12. Warenrückruf

Wir können Waren zurückrufen oder Auslieferungen stornieren, falls dies zur Untersuchung auf vermutete Fabrikationsfehler u. dgl., bei Mängeln zur Vermeidung von Schäden o. ä. erforderlich sein sollte. Nach unserer Wahl liefern wir Ersatz oder bessern gemäß unseren Bedingungen nach. Sonstige Ansprüche sind ausgeschlossen.

13. Versicherung

Versicherungen schließen wir nur auf Verlangen gegen Berechnung von 1% des Warenwertes ab.

Unsere Preise verstehen sich "ab Werk: Standort Sierndorf" oder "ab Auslieferungslager". Maßgeblich ist der Preis an dem Tag an dem die Leistung erbracht wird. Ist eine Lieferfrist von mehr als 4 Monate vereinbart und steigen Kosten oder Einkaufspreise, sind wir berechtigt, den Preis an die gestiegenen Kosten anzupassen. Übersteigt die Preiserhöhung 6%, ist der Kunde berechtigt, innerhalb von 8 Tagen nach Mitteilung über die Preiserhöhung schriftlich vom Vertrag zurückzutreten.

15. Rechnungen

Unsere Rechnungen sind, sofern auf der Rechnung keine anderen Zahlungskonditionen angegeben sind, ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.

16. Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muss der Kunde die gelieferte Ware binnen 14 Tagen auf eigene Kosten und Gefahr an uns zurücksenden. Femer ist der Kunde im Fall des Zahlungsverzugs verpflichtet, uns die Kosten für Zahlungserinnerungen und Mahnungen zu ersetzen, die pauschal € 10,00 pro Zahlungserinnerung bzw. Mahnung betragen. Weitergehende Ansprüche auf Ersatz der zur zweckentsprechenden Rechtsdurchsetzung notwendigen Kosten bleiben unberührt. Im Fall eines länger als 14 Tage bestehenden Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, weitere Lieferungen an den Kunden bis zur vollständigen Bezahlung aller offenen Rechnungen nicht auszuführen.

17. Eigentumsvorbehalt

Von uns gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

Das vorbehaltene Eigentum besteht auch an bezahlter Ware solange weiter, wie der Kunde Kaufpreise aus anderen Lieferungen nicht vollständig bezahlt hat. Tritt dadurch eine Sicherung von mehr als 100% unserer offenen Forderungen ein, hat der Kunde Anspruch auf Freigabe von über diese Sicherung hinausgehender Warenwerte. Der Kunde ist unter der Bedingung, dass er

- die Kaufpreisforderung gegen seinen Abnehmer an uns abtritt sowie
- auf seiner Rechnung dem Abnehmer gegenüber auf die Abtretung der Kaufpreisforderung hinweist und
- in seinen Büchern einen ausdrücklichen Vermerk über die Zession aufnimmt,

berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiter zu veräußern.

Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung von Waren, die in unserem Eigentum stehen, mit anderen nicht in unserem Eigentum stehenden Sachen, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Wert der anderen verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Sachen. Über Pfändungen und andere von Dritten ausgehende Gefährdungen für unsere Rechte muss der Kunde uns unverzüglich schriftlich mit allen Angaben unterrichten, die wir für eine Exszindierungsklage nach § 37 Exekutionsordnung benötigen. Sämtliche mit der Exszindierung verbundenen Kosten muss der Kunde uns über Aufforderung unverzüglich ersetzen.

18. Aufrechnung

Eine Aufrechnung des Kunden ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Zurückbehaltungsrechte und die Einrede des nicht erfüllten Vertrages sind ausgeschlossen.

19. Abtretungsverbot

Der Kunde darf Forderungen gegen uns nicht an Dritte abtreten.

20. Rückstellung bei vorübergehender Überlassung
Bei Abreden über eine zeitweise Benutzung unserer Produkte (z. B. im Falle von Mietkaufabreden oder sonstigen Nutzungsvereinbarungen) muss der Kunde unsere Produkte nach Ende der Nutzungsdauer unaufgefordert auf eigene Kosten an den von uns angegebenen Ort, liefern. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass wir im Fall einer nicht unverzüglich erfolgenden Zurückstellung unserer Geräte nicht der Verlängerung der Nutzungsvereinbarung zustimmen.

21. Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlungen an uns ist Sierndorf.

22. Anwendbares Recht

Es gilt ausschließlich das österreichische Recht.

23. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Korneuburg.

24. Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen lässt die übrigen Bestimmungen unberührt. Unwirksame Bestimmungen sind im Weg der ergänzenden Vertragsauslegung durch wirksame Bestimmungen zu ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommen